


Anticuerpo Policlonal Anti-Ptx3 Para Wb Y Elisa - P26022

Número de artículo: CM0015684



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce la PTX3 humana (TSG-14/TNFAIP5), validado para western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre inmunidad innata, inflamación y biología relacionada con las pentraxinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTX3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TSG-14; TNFAIP5; PTX3
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5806
ID del gen	5806
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-381 de la PTX3 humana (NP_002843.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P26022
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo