


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pu.1/Spi1 Para Wb, If, Ihc-P, Fc Y Elisa - P17947

Número de artículo: CM0007005



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PU.1/SPI1, validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, citometría de flujo y ELISA. Dirigido contra el factor de transcripción humano PU.1 (31 kDa, SWISS: P17947) para investigaciones hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo contra PU.1/SPI1
Observaciones/alias	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; PU.1/SPI1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	6688
ID del gen	6688
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PU.1/SPI1 humano (NP_003111.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P17947
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo