


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Puf60 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Uhx1

Número de artículo: CM0030752



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a PUF60 humano, validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA, con reactividad cruzada en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de transcripción y empalme.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PUF60 pAb de Conejo                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | FIR; VRJS; RoBPI; SIAHBP1; PUF60                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID              | 22827 (Humano)                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 243-542 de PUF60 humano (NP_055096.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IP, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | Q9UHX1                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 60kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |