

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pumilio 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Número de artículo: CM0003430



Introducción

CamelBio ofrece el Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Pumilio 1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con Pumilio 1 humano y de ratón (Q14671). Ideal para la investigación de proteínas de unión a ARN. Se envía en hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pumilio 1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
Especie	Humano
ID de Gen	9698
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 104-203 del Pumilio 1 humano (Q14671)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14671
Peso Proteico	126kDa
Envío	Bolsa de hielo