

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pumilio 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Número de artículo: CM0018219



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Pumilio 1 humano (PUM1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA y con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigaciones sobre proteínas de unión al ARN y regulación postranscripcional.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra Pumilio 1                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | PUMH; HSPUM; PUMH1; PUM1; SCA47; Pumilio 1                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (humano)     | 9698                                                                                                                                  |
| GeneID              | 9698                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de Pumilio 1 humano (NP_055491.1). |
| Origen              | Anticuerpo de conejo                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón                                                                                                                         |
| SWISS               | Q14671                                                                                                                                |
| Peso de la proteína | 126 kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |