


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pumilio 2 Para Wb, Elisa - Q8Tb72

Número de artículo: CM0003053



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Pumilio 2 humano (PUM2), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la unión a ARN, la regulación postranscripcional y la biología de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Pumilio 2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PUMH2; PUML2; Pumilio 2
Especie	Humano
GeneID (humano)	23369
GeneID	23369
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Pumilio 2 humano (Q8TB72).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TB72
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo