

Anticuerpo Monoclonal Anti-Receptor Purinérgico P2Y6 Para Wb Y Elisa - Q15077

Número de artículo: CM0012249

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al receptor purinérgico P2Y humano (P2Y6, Q15077). Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce un GPCR de 36 kDa que media la señalización de calcio inducida por UDP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor Purinérgico P2Y6 Anticuerpo mAb de Conejo
Observaciones/Alias	P2Y6; Receptor Purinérgico P2Y6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5031
ID de Gen	5031
Inmunógeno	Péptido Sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 229-328 del Receptor Purinérgico P2Y6 humano (Q15077).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15077
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo