

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor Purinérgico P2Y6 Para Wb, Elisa - Q15077

Número de artículo: CM0018972

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la P2RY6 humana (P2Y purinoceptor 6). Adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. El objetivo es un receptor acoplado a proteína G para UDP, UTP y ATP, que media la señalización del calcio. Ideal para investigación de GPCR y señalización de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Purinergic Receptor P2Y6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P2Y6; Purinergic Receptor P2Y6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5031
GeneID	5031
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 200-300 de la P2RY6 humana (NP_789766.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15077
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo