

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pus1 Para Wb, Elisa - Q9Y606

Número de artículo: CM0029340



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PUS1 humano, validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la pseudouridilación, el empalme de mRNA y los trastornos mitocondriales. Reacciona de forma cruzada con PUS1 humano a 47 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PUS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLASA1; PUS1
Especie	Humano
ID de Gen	80324 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 308-427 de PUS1 humano (NP_079491.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y606
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo