

Anticuerpo Policlonal Anti-Pus10 Para Wb Y Elisa - Q3Mit2

Número de artículo: CM0021548



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PUS10 humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar las vías de pseudouridilación del tRNA y del procesamiento de miRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PUS10 Rabbit pAb
Observaciones/alias	DOBI; Hup10; CCDC139; PUS10
Especie	Humano
GeneID (humano)	150962
GeneID	150962
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Chaejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q3MIT2
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo