

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pus7 Para Wb, Elisa - Q96Pz0

Número de artículo: CM0018937



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-PUS7 validado para WB y ELISA, dirigido contra PUS7 humano con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para estudiar la pseudouridilación del ARN y la regulación del empalme.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAb de conejo PUS7
Observaciones/Alias	IDDABS; PUS7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	54517
ID del Gen	54517
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 352-661 de PUS7 humano (NP_061915.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PZ0
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo