

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pvrig Para Wb, Elisa - Q6Dki7

Número de artículo: CM0023192



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PVRIG (CD112R) de alta calidad, validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la señalización coinhibidora de células T y las vías de puntos de control inmunitarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PVRIG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD112R; C7orf15; PVRIG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79037
GeneID	79037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 193-326 de la PVRIG humana (NP_076975.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q6DKI7
Peso Molecular	34kDa
Envío	Bolsa de hielo