

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pvrl1 Para Wb, Elisa - Q15223

Número de artículo: CM0022530



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PVRL1 humano (Nectin-1/HveC/CD111), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de adhesión celular y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PVRL1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5818
GeneID	5818
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-517 del PVRL1 humano (NP_002846.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15223
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo