

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pvrl1/Nectin1 Para Cf - Q15223

Número de artículo: CM0007721



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Nectina-1 humana (PVRL1/CD111), validado para citometría de flujo. Adecuado para investigar la adhesión celular, la entrada de herpesvirus y el desarrollo neural. Reacciona con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PVRL1/NECTIN1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1; PVRL1/NECTIN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5818
GeneID	5818
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de PVRL1/NECTIN1 humano (NP_002846.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15223
Peso Proteico	57kDa/51kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo