


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pvrl3 Para Wb, Elisa - Q9Nqs3

Número de artículo: CM0029931



Introducción

Anticuerpo policlonal generado contra PVRL3 humano (Nectina-3, CD113). Apto para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para estudios de adhesión celular, guía axonal y uniones celulares. - Q9NQS3

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo PVRL3
Observaciones/Alias	PPR3; PRR3; CD113; PVRL3; PVRR3; CDW113; NECTIN-3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25945
GeneID	25945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 127-366 de PVRL3 humano (NP_001230215.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NQS3
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo