

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pvrl4 (Nectina-4) Para Wb Y Elisa - Q96Ny8

Número de artículo: CM0019303



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PVRL4 humana (Nectina-4, LNIR, PRR4) validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación de adhesión celular y virus del sarampión. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PVRL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	81607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-146 de PVRL4 humana (NP_112178.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96NY8
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo