

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pwp1 Para Wb Y Elisa - Q13610

Número de artículo: CM0003358

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo reconoce específicamente a la PWP1 humana (homólogo de la proteína 1 con triptófano periódico), un factor asociado a la cromatina nucleolar. Validado para WB y ELISA; el inmunógeno recombinante corresponde a los aminoácidos 460-501. Peso molecular predicho: 56 kDa. UniProt Q13610.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PWP1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	NCLB; IEF-SSP-9502; PWP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-501 de la PWP1 humana (NP_008993.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13610
Peso de la Proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo