

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pxdn Para Wb, Elisa - Q92626

Número de artículo: CM0012187

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PXDN humano para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre la matriz extracelular, la membrana basal y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PXDN
Observaciones/alias	PXN; VPO; MG50; PRG2; ASGD7; COPOA; D2S448; D2S448E; hsPxd01
Especie	Humana
GeneID (humano)	7837
GeneID	7837
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 431-520 de PXDN humano (NP_036425.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q92626
Peso proteico	165 kDa
Envío	Bolsa de hielo