

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pxdn Para Wb Y Elisa - Q92626

Número de artículo: CM0022472

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PXDN humano (homólogo de peroxidasa). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación de matriz extracelular y membrana basal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PXDN Conejo pAb
Alias	PXN, VPO, MG50, PRG2, ASGD7, COPOA, D2S448, D2S448E, hsPxd01, PXDN
Especie	Humano
ID del Gen	7837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1320-1479 de PXDN humano (NP_036425.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92626
Peso Proteico	165 kDa
Envío	Bolsa de hielo