

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pxk Para Wb Y Elisa - Q7Z7A4

Número de artículo: CM0014064

Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo PXX se dirige a la proteína quinasa similar que contiene dominio PX (MONaKA), un regulador de la Na,K-ATPasa y la transmisión sináptica. Adecuado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Detecta una banda de 65kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PXX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLOB; MONAKA; PXX
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54899
ID de Gen	54899
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del PXX humano (NP_060241.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z7A4
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo