


Anticuerpo Policlonal Anti-Pxr Para Wb, Elisa - 075469

Número de artículo: CM0014755



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PXR humano (NR1I2), validado para WB y ELISA. Detecta una proteína de 50 kDa; adecuado para investigación en metabolismo de xenobióticos y transporte de fármacos. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PXR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BXR; PAR; PRR; PXR; SAR; SXR; ONR1; PAR1; PAR2; PARq
Especie	Humano
GeneID (humano)	8856
GeneID	8856
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de PXR humano (NP_071285.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075469
Peso de la Proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo