

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pycr1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P32322

Número de artículo: CM0008024



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra PYCR1 humano, validado para WB, IF, IHC y ELISA. Ideal para estudiar el metabolismo de la prolina, la función mitocondrial y la respuesta al estrés oxidativo. Respaldo por la cadena de suministro de materias primas IVD integral de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo PYCR1
Observaciones/Alias	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5831
GeneID	5831
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 211-310 de PYCR1 humano (NP_008838.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32322
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo