

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pycr1 Para Wb, Elisa - P32322

Número de artículo: CM0017363



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PYCR1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta PYCR1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la biosíntesis de prolina y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PYCR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5831
ID de gen	5831
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-319 del PYCR1 humano (NP_008838.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32322
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo