

Anticuerpo Policlonal Anti-Pycr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96C36

Número de artículo: CM0018190



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PYCR2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta una proteína de 34 kDa y es adecuado para estudiar la biosíntesis de prolina y el estrés oxidativo en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PYCR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HLD10; P5CR2; PYCR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29920
GeneID	29920
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 271-320 del PYCR2 humano (NP_037460.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96C36
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo