

Anticuerpo Policlonal Anti-Pycrl Para Wb Y Elisa - Q53H96

Número de artículo: CM0022882

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PYCRL validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigar la biosíntesis de prolina y vías metabólicas. Optimizado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PYCRL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PYCRL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	65263
GeneID	65263
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 13-286 del PYCRL humano (NP_075566.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q53H96
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo