

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pygl - P06737

Número de artículo: CM0024931



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la PYGL humana (glucógeno fosforilasa hepática) para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta la PYGL humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de homeostasis de la glucosa y metabolismo del glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PYGL
Observaciones/Alias	GSD6; PYGL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5836
ID del Gen	5836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 690-847 de la PYGL humana (NP_002854.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06737
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo