

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pygm Para Wb, Elisa - P11217

Número de artículo: CM0028537



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra PYGM humana (miofosforilasa), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y rata. Para investigación sobre metabolismo del glucógeno y enfermedad de McArdle.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PYGM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GSD5; PYGM
Especie	Humano
ID del Gen	5837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 743-842 de la PYGM humana (NP_005600.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11217
Peso Molecular	97kDa
Envío	Bolsa de hielo