

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pym1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brp8

Número de artículo: CM0022726

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PYM1 de alta calidad, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta PYM1 humano, de ratón y de rata (Q9BRP8), un regulador clave del complejo de unión de exones implicado en la degradación mediada por codones de terminación prematuros (NMD) y la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PYM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PYM; WIBG; PYM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	84305
GeneID	84305
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-204 de PYM1 humano (NP_115721.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BRP8
Peso molecular	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo