


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pirofosfatasa 1 Para Wb Y Elisa - Q15181

Número de artículo: CM0003512



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido a la Pirofosfatasa 1 humana (PPA1, Q15181), adecuado para Western blotting y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, permitiendo la investigación metabólica y de señalización en múltiples especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Pirofosfatasa 1
Observaciones/Alias	PP, PP1, IOPPP, HEL-S-66p, SID6-8061, Pirofosfatasa 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5464
GeneID	5464
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Pirofosfatasa 1 humana (Q15181).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15181
Peso Proteico	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo