


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Piruvato Carboxilasa (Pc) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11498

Número de artículo: CM0026265



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la piruvato carboxilasa (PC) humana. Validado para aplicaciones WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con PC de ratón y rata. Adecuado para la investigación de gluconeogénesis y metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Piruvato carboxilasa (PC) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PCB; Piruvato carboxilasa (PC)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5091
ID de Gen	5091
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 879-1178 de la piruvato carboxilasa humana (NP_001035806.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11498
Peso Proteico	130kDa
Envío	Bolsa de hielo