

Anticuerpo Policlonal Anti-Qdpr Para Wb Y Elisa - P09417

Número de artículo: CM0028189



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la QDPR humana (DHPR, SDR33C1), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre biosíntesis de tetrahidrobiopterina y fenilketonuria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	QDPR pAb de conejo
Observaciones/Alias	DHPR; PKU2; HDHPR; SDR33C1; QDPR
Especie	Humano
GeneID (humano)	5860
GeneID	5860
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-244 de la QDPR humana (NP_000311.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09417
Peso Molecular	26kDa
Envío	Bolsa de hielo