


Anticuerpo Monoclonal Anti-Qki Para Wb - Q96Pu8

Número de artículo: CM0006292



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo QKI validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Se dirige a la proteína QKI, proteína de unión a ARN que contiene el dominio KH, un regulador clave del empalme del ARN, la estabilidad y la mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	QKI Rabbit mAb
Observaciones/Alias	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Especie	Humano
ID de gen (humano)	9444
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PU8
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo