


Anticuerpo Policlonal Anti-Qki Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pu8

Número de artículo: CM0027258



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína QKI humana (ID de gen: 9444, SWISS: Q96PU8). Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la biología del ARN y la investigación neurológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	QKI Rabbit pAb
Observaciones/Alias	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Especie	Humano
GeneID	9444 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-341 de QKI humana (NP_006766.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PU8
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo