


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Qki Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Pu8

Número de artículo: CM0002472



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo QKI validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce la proteína QKI humana, de ratón y de rata (~38kDa). Ideal para investigación en metabolismo del ARN y mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo QKI
Observaciones/Alias	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9444
GeneID	9444
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 242-341 de QKI humano (Q96PU8).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PU8
Peso Molecular de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo