


Anticuerpo Policlonal Anti-Qpct Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16769

Número de artículo: CM0025233



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra QPCT humano para Western blot, IF/ICC y ELISA. Inmunógeno recombinante; reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Ideal para estudiar péptidos piroglutamilo y amiloide-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo QPCT
Observaciones/Alias	QC; GCT; sQC; QPCT
Especie	Humano
GeneID (humano)	25797
GeneID	25797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-361 de QPCT humano (NP_036545.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16769
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo