


Anticuerpo Policlonal Anti-Qprt Para Wb Y Elisa - Q15274

Número de artículo: CM0017587



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra QPRT humana (nicotinato-nucleótido pirofosforilasa). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para investigación sobre el catabolismo del ácido quinolínico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	QPRT Rabbit pAb
Notas/Alias	QPRTasa; HEL-S-90n; QPRT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23475
GeneID	23475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-297 de QPRT humana (NP_055113.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15274
Peso Molecular	31kDa
Envío	Bolsa de hielo