

Anticuerpo Policlonal Anti-Qsox1 Para Wb, Elisa - 000391

Número de artículo: CM0028567



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo QSOX1 validado para Western blot y ELISA con reactividad humana y de ratón. Se dirige a la sulfhidril oxidasa 1, una enzima clave en la formación de enlaces disulfuro y la remodelación de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	QSOX1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Q6; QSCN6; QSOX1
Especie	Humano
ID de Gen	5768
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-330 del QSOX1 humano (NP_001004128.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00391
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo