

Anticuerpo Policlonal Anti-Qsox2 Para Wb Y Elisa - Q6Zrp7

Número de artículo: CM0018700

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo QSOX2 detecta QSOX2 humano, reacciona de forma cruzada con ratón y está validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la oxidasa de sulfhidrilo 2 en la apoptosis y la formación de enlaces disulfuro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	QSOX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	SOXN; QSCN6L1; QSOX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	169714
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 370-650 del QSOX2 humano (NP_859052.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q6ZRP7
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo