

Anticuerpo Policlonal Anti-R9Ap/Rgs9Bp Para Wb Y Elisa - Q6Zs82

Número de artículo: CM0019204

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra R9AP/RGS9BP, un ancla de membrana para RGS9-1 en la fototransducción. Validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en visión y señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	R9AP/RGS9BP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	388531
Inmunógeno	Proteína Recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-107 del R9AP/RGS9BP humano (NP_997274.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6ZS82
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo