

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-R9Ap/Rgs9Bp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zs82

Número de artículo: CM0004047

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra R9AP/RGS9BP humano (Q6ZS82). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Es fundamental para el estudio de la fototransducción visual y la regulación de la señalización vía GPCR. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	R9AP/RGS9BP mAb de conejo
Observaciones/Alias	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
Especie	Humano
ID del gen	388531
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de R9AP/RGS9BP humano. (NP_997274.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6ZS82
Peso molecular de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo