


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rab11A/B Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P62491 / Q15907

Número de artículo: CM0002335



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra RAB11A/B está validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reconoce RAB11A y RAB11B de humano, ratón y rata, reguladores clave del reciclaje endocítico y el tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-RAB11A/B
Observaciones/Alias	YL8; H-YPT3; NDAGSCW; RAB11A/B
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8766/9230
ID de gen	8766/9230
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RAB11A/B humano (NP_004654.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62491/Q15907
Peso de la proteína	24KDa
Envío	Bolsa de hielo