


Anticuerpo Policlonal Anti-Rab11A/Rab11B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62491 / Q15907

Número de artículo: CM0023083



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta RAB11A y RAB11B en muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, apoya la investigación sobre reciclaje endocítico y división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB11A/RAB11B Rabbit pAb
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8766/9230
ID de gen	8766/9230
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RAB11A/RAB11B humano (NP_004654.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62491/Q15907
Envío	Bolsa de hielo