


Anticuerpo Policlonal Anti-Rab11B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15907

Número de artículo: CM0013127



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana RAB11B (UniProt Q15907). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación en reciclaje endocítico y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RAB11B
Observaciones/Alias	H-YPT3; NDAGSCW; RAB11B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9230
GeneID	9230
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la proteína humana RAB11B (NP_004209.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15907
Peso Molecular de la Proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo