


Anticuerpo Policlonal Anti-Rab11Fip1 Para Wb, Elisa - Q6Wkz4

Número de artículo: CM0027453



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RAB11FIP1 humano, validado para WB y ELISA. Ideal para el estudio del reciclaje endosomal, fagocitosis y transporte vesicular en aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB11FIP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RCP; NOEL1A; rab11-FIP1; RAB11FIP1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	80223
ID del gen	80223
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-540 de RAB11FIP1 humano (NP_079427.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6WKZ4
Peso molecular de la proteína	137kDa
Envío	Bolsa de hielo