

Anticuerpo Policlonal Anti-Rab11Fip5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxf6

Número de artículo: CM0021045

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB11FIP5 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 354-653). Ideal para el estudio del tráfico de endosomas de reciclaje apical, la secreción de insulina y el transporte de V-ATPasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra RAB11FIP5
Observaciones/Alias	GAF1; pp75; RIP11; gaf-1; rab11-FIP5; RAB11FIP5
Especie	Humano
ID de gen	26056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 354-653 de RAB11FIP5 humano (NP_056285.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXF6
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo