

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rab12 Para Ip Y Elisa - Q6Iq22

Número de artículo: CM0008184



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-Rab12 de alta calidad para aplicaciones de inmunoprecipitación (IP) y ELISA. Validado para muestras humanas, se dirige a la pequeña GTPasa Rab-12 involucrada en el tráfico endosomal y la autofagia. Ideal para uso en IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Rab12 [MJFF-A-3F6]
Observaciones/Alias	RAB12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	201475
ID de Gen	201475
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-244 de la proteína humana Rab12 (Q6IQ22).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6IQ22
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo