

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rab12 [Validado Por Ko] Para Wb Y Elisa - Q6Iq22

Número de artículo: CM0004941



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Rab12 validado por KO (clon MJFF-A-6E6) para Western blot y ELISA. Detecta Rab12 humana y de ratón, una pequeña GTPasa que regula el tráfico endosomal y la autofagia. Ideal para estudios de tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Rab12 [validado por KO] [MJFF-A-6E6]
Notas / Alias	RAB12
Especie	Humana
GeneID (Humana)	201475
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-244 de la proteína Rab12 humana (Q6IQ22).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q6IQ22
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo