

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab13 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51153

Número de artículo: CM0014718

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB13 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudiar el ensamblaje de uniones estrechas, el reciclaje endocítico y la translocación de GLUT4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GIG4; RAB13
Especie	Humano
GenelD (humano)	5872
GenelD	5872
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51153
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo