


Anticuerpo Policlonal Anti-Rab14 De Conejo Para Wb Y Elisa - P61106

Número de artículo: CM0014224



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-RAB14 validado para Western blot y ELISA. Detecta RAB14 humano y de ratón, una pequeña GTPasa Rab que regula el tráfico Golgi-endosoma, el anclaje endosomal y la adhesión celular. Adecuado para aplicaciones de IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RAB14
Observaciones/Alias	FBP, RAB-14, RAB14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51552
GeneID	51552
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 39-140 del RAB14 humano (NP_057406.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P61106
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo