

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rab17 Para Wb, Elisa - Q9H0T7

Número de artículo: CM0026393

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RAB17 humano, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta RAB17 en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transcitosis y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB17 Rabbit pAb
Notas/Alias	RAB17
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64284
GeneID	64284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-212 de RAB17 humano (NP_071894.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0T7
Peso molecular	23kDa
Envío	Bolsa de hielo